

Modelo PZ-HUM (Código ING-PZ-HUM):

Introducción

El generador de humedad está compuesto básicamente por un componente electrónico: piezoeléctrico y a su vez este colocado sobre un flotador.

Para hacer uso del mismo deberá ser conectado al controlador INGELAB integrado en las incubadoras frío calor, y también deberá ser colocado dentro de la bandeja para agua proporcionada por el equipo, de modo que quede el piezoeléctrico sumergido en el agua.

Especificaciones

Señal de alimentación: 60 Vpico f: 1.7MHz

Peso: 100g

Dimensiones

Diámetro: 9 cm

Altura: 4cm

Vida útil: ≥ 5000 horas

Especificación: 25*1,2mm

Frecuencia de resonancia: 1,7 MHz

Impedancia resonante: < 2 Ohmios

Coeficiente de acoplamiento: $> 52\%$

Capacidad estática: 1800PF

