

Incubadora frío-calor

Código ING-I121D

Modelo I-121D (Código ING-I121D):

- Rango de temperatura: 5° ... 50°C.
Resolución: 0.1°C.
- Estabilidad: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Control digital de temperatura.
- Display LCD con retroiluminación y menú de programación incorporado.
- Alarma por desfasaje de la temperatura prefijada en $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- **Puerta doble-vidriada para observar en su interior.**
- Homogeinización interna mediante circulación forzada de aire.
- Apta para DBO, cultivos o cualquier aplicación a temperatura controlada cercana a la del ambiente.
- 2 tomas internos de 220V para equipos adicionales.(agitadores, dbo, etc.)
- Dimensiones interiores útiles: 55 x 45 x 30 cm
- Dimensiones externas: 96 x 55 x 63,5 cm.
etantes tipo rejilla regulables en distintas posiciones.

