

Incubadora Frío Calor con fotoperíodo

Código ING-I121PF

Incubadoras Modelo I-121PF (código ING-121PF):

Incubadora Frío Calor, programable, con iluminación, marca INGELAB modelo I-121PF:

Gabinete con interior en ABS aislado y exterior de zinc esmaltado, con puerta de vidrio triple.

Homogeneización interna mediante circulación forzada de aire. Sistema de enfriamiento con motocompresor y refrigerante ecológico R600.

Iluminación interna con: 1 módulo de:
de 5 barras de LEDs blanco neutro)

Las barras distribuidas uniformemente en el espacio, logrando mayor homogeneidad en la distribución de la luz.

Altura regulable.

Control de temperatura con microprocesador, con lectura digital.

Rango: +5°...+50°C (c/luz apagada)
+15°...+50°C (c/luz encendida)

Resolución: 0.1°C.

Estabilidad: ±0,5°C (c/luz apagada)
±1°C (c/luz encendida)

Display LCD de 128 x 64 pixeles con retroiluminación.

Visualización de la temperatura actual y de la programada.

Menú de ajuste y programación incorporado.

Programación de hasta 4 ciclos en forma horaria, temporal y/o rampas de temperatura, junto con distintos porcentajes (0, 20, 40, 60, 80 ó 100%) de iluminación.

Posibilidad de finalizar o reiniciar cada programa luego del último ciclo del mismo. Almacenamiento en memoria de hasta 4 programas de hasta 4 ciclos cada uno. Visualización gráfica del programa en curso.

Alarma por diferencias de temperatura variable respecto a la programada y por corte de energía eléctrica.

Sistema de seguridad de corte de luces por desvío de la temperatura, programable a la temperatura deseada de corte y de encendido de las luces.

Provista de dos tomas internos de 220V 50Hz.

Dimensiones Internas útiles: 55 x 45 x 30 cm,

Dimensiones externas: 96 x 55 x 63 cm.

Alimentación 220V / 50Hz.

Procedencia: Fabricación nacional

