

Incubadoras frío-calor

código ING-I316D:

Modelo I-316D (Código ING-I316D):

- Rango de temperatura: 5...50°C.
Resolución: 0.1°C.
- Estabilidad: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Control digital de temperatura.
- Display LCD con retroiluminación y menú de programación incorporado.
- Alarma por desfasaje de la temperatura prefijada en $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Puerta triple-vidriada para observar en su interior.



- Homogeneización interna mediante circulación forzada de aire.
- Apta para DBO, cultivos o cualquier aplicación a temperatura controlada cercana a la del ambiente.
- 2 tomas internos de 220V para equipos adicionales.(agitadores, dbo, etc.)
- Dimensiones interiores útiles: 45 x 40 x 115 cm
- Dimensiones externas: 62 x 55 x 180 cm.
- c/4 estantes tipo rejilla regulables en distintas posiciones.