

Incubadora frío-calor

Código ING-I316PF

Incubadoras Modelo I-316PFH (código ING-I316PF)

Incubadora frío-calor, programable, con iluminación, marca INGELAB modelo I-316PF:
Gabinete con interior en ABS aislado y exterior de zinc esmaltado, con puerta de vidrio triple.
Homogeneización interna mediante circulación forzada de aire.
Sistema de enfriamiento con motocompresor y refrigerante R290.

Provista con 5 tiras de leds blancos. (aprox.150 umol/m².s), ubicados verticalmente en el interior de la puerta.,
Control de temperatura con microprocesador, con lectura digital.

Rango: +5º...+50ºC (c/luz apagada)
+10º...+50ºC (c/luz encendida)

Resolución: 0.1ºC.

Estabilidad: ±0,5ºC (c/luz apagada)
±1ºC (c/luz encendida)

Display LCD de 128 x 64 pixeles con retroiluminación.
Visualización de la temperatura actual y de la programada.
Menú de ajuste y programación incorporado.
Programación de hasta 4 ciclos en forma horaria, temporal y/o rampas de temperatura, junto con distintos porcentajes (0, 20, 40, 60, 80 ó 100%) de iluminación.

Posibilidad de finalizar o reiniciar cada programa luego del último ciclo del mismo.

Almacenamiento en memoria de hasta 4 programas de hasta 4 ciclos cada uno.

Visualización gráfica del programa en curso.

Alarma por diferencias de temperatura variable respecto a la programada y por corte de energía eléctrica.
Sistema de seguridad de corte de luces por desvío de la temperatura, programable a la temperatura deseada de corte y de encendido de las luces.

Provista de dos tomas internos de 220V 50Hz.
Dimensiones Internas útiles: 114 x 43 x 42 cm,
Dimensiones externas: 180 x 55 x 58 cm.
Alimentación 220V / 50Hz.
Procedencia: Fabricación nacional.

