

Incubadora frío-calor

Código ING-I316PFH

Incubadoras Modelo I-316PFH (código ING-I316PFH)

Incubadora frío-calor, programable, con iluminación, marca INGELAB modelo I-316PFH:

Gabinete con interior en ABS aislado y exterior de zinc esmaltado, con puerta de vidrio triple.

Homogeneización interna mediante circulación forzada de aire.

Sistema de enfriamiento con motocompresor y refrigerante R290.

Provista con 5 tiras de leds blancos. (aprox.150 umol/m2.s), ubicados verticalmente en el interior de la puerta.,

Control de temperatura con microprocesador, con lectura digital.

Rango: +5°...+50°C (c/luz apagada)

+10°...+50°C (c/luz encendida)

Resolución: 0.1°C.

Estabilidad: ±0,5°C (c/luz apagada)

±1°C (c/luz encendida)

Display LCD de 128 x 64 pixeles con retroiluminación.

Visualización de la temperatura actual y de la programada.

Menú de ajuste y programación incorporado.

Programación de hasta 4 ciclos en forma horaria, temporal y/o rampas de temperatura, junto con distintos porcentajes (0, 20, 40, 60, 80 ó 100%) de iluminación.

Posibilidad de finalizar o reiniciar cada programa luego del último ciclo del mismo.

Almacenamiento en memoria de hasta 4 programas de hasta 4 ciclos cada uno.

Visualización gráfica del programa en curso.

Alarma por diferencias de temperatura variable respecto a la programada y por corte de energía eléctrica.

Sistema de seguridad de corte de luces por desvío de la temperatura, programable a la temperatura deseada de corte y de encendido de las luces.

Control de humedad relativa

Rango: +40%...95% RH (+5°C ...+35°C)

+40%...70% RH (+35°C ... +50°C)

Resolución: 1% RH

Exactitud: ±3.5% RH

Provista de dos tomas internas de 220V 50Hz.

Dimensiones Internas útiles: 120 x 45 x 40 cm,

Dimensiones externas: 184 x 55 x 70 cm.

Alimentación 220V / 50Hz.

Procedencia: Fabricación nacional.

