

Incubadoras frío-calor

código ING-I501D:

Modelo I-501D (Código ING-501D):

- Rango de temperatura: +5°...50°C.
Resolución: 0.1°C.
- Estabilidad: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Control digital de temperatura.
- Display LCD con retroiluminación y menú de programación incorporado.
- Alarma por desfasaje de la temperatura programada ajustable.
- Puerta triple-vidriada para observar en su interior.
- Homogeinización interna mediante circulación forzada de aire.
- Apta para DBO, cultivos o cualquier aplicación a temperatura controlada cercana a la del ambiente.
- 2 tomas internos de 220V para equipos adicionales.(agitadores, dbo, etc.)
- Dimensiones Internas útiles: 150 x 55 x 40 cm,
- Dimensiones externas: 217 x 70 x 60 cm.
- c/6 estantes tipo rejilla regulables en distintas posiciones.

Modelo I-501P (Código ING-501P):

- Idem a I-501D
- Programación de períodos de tiempo u horaria a distintas temperaturas.
- Programación de rampas de temperatura.
- Memoria para 4 programas de hasta 4 períodos cada uno.
- Posibilidad de repetir un programa en forma continua o volver a la temperatura de set-point al finalizar el mismo.
- Visualización digital de la temperatura y/o gráfica del programa en ejecución.

