

Incubadora frío-calor

Código ING-I501PF

Modelo I-501PF (código ING-I501PF):

- Rango de temperatura: 5°...50°C. c/luces apagadas / 15°...50°C c/luces encendidos.
- Estabilidad: c/luces apagados: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ / c/luces encendidas: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Resolución: 0.1°C .
- Homogeneidad: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$.
- Precisión: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- Control digital de temperatura.
- Homogeneización interna mediante circulación forzada de aire.
- 2 tomas internos de 220V para equipos adicionales
- Programación de fotoperíodos en distintos porcentajes de iluminación.
- Provista con 6 tiras de leds blancos (aprox. 150umol/m2s), ubicados verticalmente en el interior de la puerta.
- Oclusión de la puerta vidriada mediante un panel acrílico de alto impacto.
- Display LCD con retroiluminación y menú de programación incorporado.
- Programación de períodos de tiempo u horaria a distintas temperaturas
- Programación de rampas de temperatura.
- Memoria para 4 programas de hasta 4 períodos cada uno.
- Posibilidad de repetir un programa en forma continua o volver a la temperatura de set-point al finalizar el mismo.



- Visualización digital de la temperatura y/o gráfica del programa en ejecución.
- Alarma por desfasaje de la temperatura programada ajustable.
- Especial para simulaciones ambientales en cultivos de insectos, larvas, hongos y algunos vegetales
- Capacidad: 500 lts.
- Alimentación: 220-230Vac / 50 Hz
- Consumo: 1000W
- Dimensiones interiores útiles: 55 x 40 x 150 cm c/6 estantes tipo rejilla regulables en distintas posiciones.
- Dimensiones externas: 72 x 62 x 220 cm
- Peso: 105Kg