


Equipo respirométrico dinámico (ImyZA – INTA Castelar).



Medición de la variación de Oxígeno hasta en 6 canales, con sus respectivos sensores de temperatura, mangueras, conexiones y reactores.

- Menú para seleccionar las distintas opciones en pantalla.
- Fácil identificación gráfica de los canales en la pantalla, para selección, configuración y lectura de valores de los mismos.
- Selección de la duración de la prueba en el número de días programado por el usuario (1 a 30 días).
- Visualización de los valores actuales en forma independiente
- Recolección de datos cada 5 min por canal.
- Memoria SD para salvar los datos en un archivo de formato EXCEL
- Alarmas por corte de energía eléctrica
- Alarma de temperatura durante la prueba.
- Alarma de Oxígeno durante la prueba.